



## ПРОГРАММЫ АКВАЧИСТКИ ДЛЯ ПУХОВИКОВ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Тип изделий: Пуховик деликатный / 30°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка мл/кг*
Основная аквачистка	низкий	30	10	Lavaclean Base Stiro Intensive Pro	7 4
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			7		
Замечания:	Механический режим – 5/10; Промежуточный отжим – 500 об./мин., 1 мин; Финишный отжим – 80% от максимальных оборотов				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.